

Entdecken Sie das verbesserte Merete BioBall® Instrumentensieb 12/14

Das Merete BioBall® Adapter System ermöglicht intraoperative Korrekturen, ohne den fest verankerten Schaft zu entfernen.

THE POWER

TO ADAPT

Ihre **Vorteile** auf einen **Blick!**

1

Praktische Stapelbarkeit

Die Verbindungsfüße am Siebboden und am Deckel ermöglichen ein sicheres, platzsparendes Stapeln von Sieben der gleichen Größe.



2

Verbesserter Verschlussmechanismus

Die optimierten Verschlüsse ermöglichen eine mühelose Handhabung. Abgerundete Kanten erhöhen die Sicherheit und schützen Sterilisationsverpackungen, was die Benutzerfreundlichkeit verbessert.



3

Robuste Halterungen

Die neuen nylonbeschichteten Aluminiumhalterungen sind besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung und gewährleisten ein robustes und zuverlässiges Siebdesign.



THE POWER

TO

ADAPT

Bestellinformation


BioBall® Instrumentensieb 12/14, Bestell Ref. HM30776

Inhalt des Instrumentensiebs

Ref.	Produktbezeichnung	Stk.
HI39006	BioBall® AdapterSelector® 12/14, unsteril	1
HM10004	BioBall® Steckkopf Impaktor, unsteril	1
HM10005	BioBall® Universalhandgriff, unsteril	1
HM10007	BioBall® Steckkopf Trennkeil S, unsteril	1
HM10008	BioBall® Steckkopf Trennkeil M, unsteril	1
HM10009	BioBall® Steckkopf Trennkeil L, unsteril	1
HM20001	BioBall® Adapter Trenninstrument, unsteril	1
HM20002	BioBall® Adapterhülse für Trenninstrument, für Adapter 12/14 S und MSPC M-L, unsteril	1
HM39106	BioBall® Offset PositionAssistant 12/14, unsteril	1
HM40028	BioBall® Probesteckkopf Ø 28 mm, unsteril	1
HM40132	BioBall® Probesteckkopf Ø 32 mm, unsteril	1
HM40036	BioBall® Probesteckkopf Ø 36 mm, unsteril	1
HM40040	BioBall® Probesteckkopf Ø 40 mm, unsteril	1
HM40121	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, S (-3,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40122	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, M (0,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40123	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, L (+3,5 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40124	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, XL (+7,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40125	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, 2XL (+10,5 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40126	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, 3XL (+14,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40127	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, 4XL (+17,5 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40128	BioBall® Probeadapter 12/14, Standard, 5XL (+21,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40222	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, M (0,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40223	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, L (+3,5 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40224	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, XL (+7,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40225	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, 2XL (+10,5 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40226	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, 3XL (+14,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40227	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, 4XL (+17,5 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1
HM40228	BioBall® Probeadapter 12/14, Offset, 5XL (+21,0 mm), 12/14 (5°42'), unsteril	1



**Bestellinformation für
10 zusätzliche BioBall® Adapter
für Sonderkonen**



**Weitere Informationen
zu BioBall® Implantaten**

Merete® Learning Center

Ihre zentrale Plattform für
umfassendes Fachwissen und
kontinuierliche Weiterbildung
in der Medizintechnik.



merete.de/learning-center

Merete GmbH

Alt-Lankwitz 102
12247 Berlin
Deutschland

Tel. +49 (0)30 77 99 80-0
Fax +49 (0)30 76 68 03 61


service@merete.de
merete.de




All content is protected by copyright and intellectual property rights owned by or licensed to Merete GmbH. Redistribution or duplication without written consent is prohibited. This document is intended for healthcare professionals only. For all safety-related information and detailed instructions on the use of this product, please consult the electronic Instructions for Use (eIFU) available at labeling.merete.de. A printed version of the eIFU can be provided free of charge upon request. Ensure that you have read and understood the most current product information before using this product. If you have further questions or in case, you need further information please contact your local Meretes® sales representative or visit our website merete.de. Each healthcare professional must use their independent clinical judgment in the diagnosis and treatment of individual patients. Not all patients are suitable for this product or procedure. Check for local product clearances and follow the product-specific and safety-related information of this product.

©2025 Merete GmbH

Folgen Sie uns auf



LinkedIn



Instagram